

Endring i Interactor når prøve skal tas eksternt

12. februar 2025 vart det gjort ei endring i Dips Interactor som gjer at man må velje planlagd prøvetidspunkt for prøvar som skal tas eksternt.

Når prøvetaking «Tas eksternt» blir vald:

- Ein kalender vil visast ved sida av overskrifta «Prøvetidspunkt». Trykk på denne:

Etiketter	Skrevet ut	Prøvetidspunkt	Smitte	Tas eksternt
ERY LPK TPK	1	dd.mm.åååå	Vet ikke	☒
	1	dd.mm.åååå	Vet ikke	☒
	1	dd.mm.åååå	Vet ikke	☒

- Prøvetidspunkt vil vere dagens dato som standard. Dersom du ønskjer at prøva skal takast fram i tid, kan du angje ein omtrentleg dato, til dømes siste dag i veka eller siste dag i månaden. Laboratoriet vil oppdatere rekvisisjonen med det faktiske prøvetidspunktet for når prøva er tatt.

Velg ønsket prøvetidspunkt for eksterne prøver: 30.04.2025

Endre Beholder: ☒ EDTA illa kork B- ☒ CITRAT blå kork P- ☒ SERUM gel gul kork S-

Ønsket prøvetidspunkt: 30.04.2025

SETT PRØVETIDSPUNKT

- Trykk «Sett prøvetidspunkt»

Etiketter	Skrevet ut	Prøvetidspunkt	Smitte	Tas eksternt
ERY LPK TPK	1	30.04.2025	Vet ikke	☒
	1	30.04.2025	Vet ikke	☒
	1	30.04.2025	Vet ikke	☒

- Send rekvisisjon

NB! Kalenderen blir ikkje vist dersom det berre skal takast eitt prøvetakingsrør.

Gjer då følgjande:

- Trykk i datofeltet og skriv inn dato, eller vel nedoverpil for å opne kalenderen.

Danser, Line - 13.11.1969 - 55 år - Kvinne

Ny bestilling Prøvetaking Pasientens bestillinger Bestillingsoversikt Innstillinger

Klar til prøvetaking (0)

Alle etiketter skrevet ut

Klar til sending eller slutføring (1)

Skriv ut Beholder	Beskrivelse	Prøvemateriale	Labjenester	Etiketter	Skrevet ut	Prøvetidspunkt	Smitte	Tas eksternt
☒ SERUM gel gul kork, 5 mL	Må stå kjølig dersom prøven ikke ankommer laboratoriet samme dag.	Serum	KS&AT	0	0	30.04.2025	Vet ikke	☒

august 2025

man. tir. ons. tor. fre. lør. søn.

25 26 27 28 29 30 31

- Trykk utanfor datofelt og send rekvisisjon til sjukehus.

Danser, Line - 13.11.1969*00216 - 55 år - Kvinne

Ny bestilling

Prøvetaking

Pasientens bestillinger

Bestillingsoversikt

Innstillinger

Skriv ut etikette

☐ Etiketter skrives ut når prøver tas eksternt

▲ Klar til prøvetaking (0)

Alle etiketter skrevet ut

▲ Klar til sending eller slutføring (1)

Skriv ut	Beholder	Beskrivelse	Prøvemateriale	Labtjenester	Etiketter	Skrevet ut	Prøvetidspunkt	Smitte	Tas eksternt
☐								Vet ikke	☒
☐	 SERUM gel gul kork, 5 mL	Må stå kjølig dersom prøven ikke ankommer laboratoriet samme dag.	Serum	KREAT	0	0	22.08.2025	Vet ikke	☒

Rekvisisjonen er gyldig i 100 dager etter planlagt prøvetidspunkt.

Tilleggsbestilling på rekvisisjonen vil vere mogleg. Merk at antall timar det er mogleg å tilleggsbestille nye analysar blir rekna frå tidspunktet rekvisisjonen vart sendt og ikkje det planlagde prøvetidspunktet.

Sist modifisert	Beskrivelse	Rekvirent	Planlagt dato	Status	Tilleggsbestilling
11.02.2023 10:50	B-Hematokrit, B-Hematokrit, B-Eритроциттер, B-Leukocytter, B-Trombocytter, P-Protrombintid-INR, S-Natrium, S-Kalium, S-Clorid	Terje Sagen		Levert til EPU	167
05.02.2023 12:57	B-Hemoglobin, B-Hematokrit, S-Glukose	Terje Sagen		Levert til EPU	281
05.02.2023 12:36	B-Hemoglobin, B-Hematokrit, B-Eритроциттер, B-Leukocytter, B-Trombocytter, S-Glukose	Terje Sagen		Levert til EPU	ikke mulig å etterrekvisere